

Wb、If-P、Elisa用抗Cela2Aポリクローナル抗体 - P08217

商品番号: CM0024407

前書き

ヒトCELA2A（エラスターゼ2A）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。糖尿病、インスリンシグナル伝達、グルコース代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CELA2A ウサギ pAb
別名	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	63036
遺伝子ID	63036
免疫原	ヒトCELA2A (NP_254275.1) のアミノ酸80-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08217
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤