

## ウエスタンブロット、Elisa用 抗Cel/胆汁酸塩活性化リパーゼ ポリクローナル抗体 - P19835

商品番号: CM0015488



### 前書き

ヒトCEL（胆汁酸塩活性化リパーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適し、マウスとの交差反応性を有します。食事性脂質吸収および脂溶性ビタミン代謝における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメーター     | 値                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | CEL ウサギ pAb                                                      |
| 備考/別名      | BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL        |
| 種          | ヒト                                                               |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1056                                                             |
| 遺伝子ID      | 1056                                                             |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ヒトCEL (NP_001798.2) のアミノ酸350-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                        |
| 適用         | WB, ELISA                                                        |
| 交差反応性      | マウス                                                              |
| SWISS      | P19835                                                           |
| タンパク質分子量   | 79kDa                                                            |
| 発送         | 保冷剤                                                              |