


Wb、Ip、Elisa用 Anti-Celf1 モノクローナル抗体 - Q92879

商品番号: CM0003926



前書き

ヒト CELF1 (CUGBP Elav-like family member 1) を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写後調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CELF1 Rabbit mAb
備考/別名	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10658
遺伝子ID	10658
免疫原	合成ペプチド ヒト CELF1 (Q92879) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92879
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバッグ