

## Anti-Celf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Ip, Elisa対応） - Q92879

商品番号: CM0025945



### 前書き

ヒト CELF1 (CUGBP1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W  
B, IHC-P, IP,  
ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し  
ます。代替スプライシングおよび翻訳調節におけるR  
NA結合タンパク質の機能解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CELF1 Rabbit pAb                                                     |
| 備考/別名       | CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1 |
| 種           | ヒト                                                                   |
| GeneID (ヒト) | 10658                                                                |
| GeneID      | 10658                                                                |
| 免疫原         | ヒトCELF1 (NP_941989.1) のアミノ酸108-483に相当する配列を含む組換え融合タンパク質               |
| ソース         | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                            |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                 |
| 交差反応性       | ヒト, マウス, ラット                                                         |
| SWISS       | Q92879                                                               |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                                                |
| 配送          | 氷袋                                                                   |