


WbおよびElisa用 Anti-Celf2 ポリクローナル抗体 - O95319

商品番号: CM0029433



前書き

スプライシング、mRNA安定性、翻訳を調節するRNA結合タンパク質であるヒトCELF2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、RNA生物学および神経疾患研究における研究用として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CELF2 ウサギ pAb
備考/別名	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
種	ヒト
GeneID	10659
免疫原	ヒトCELF2 (NP_006552.3) のアミノ酸422-521に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95319
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤