


Wb、If/Icc、Elisa用抗Celf5ポリクローナル抗体 - Q8N6W0

商品番号: CM0020315



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCELF5ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルに反応します。RNAスプライシング制御因子BRUNOL5を標的とし、脳および心臓の研究に有用です。 – Q8N6W0

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CELF5ウサギpAb
備考／別名	CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60680
免疫原	ヒトCELF5 (NP_001166144.1) のアミノ酸1～45に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N6W0
タンパク質分子量	52kDa
輸送条件	保冷バッグ