

Wb、Elisa用 抗Cenexin1/Odf2 ウサギモノクローナル抗体 - Q5Bjf6

商品番号: CM0011105

前書き

ヒトCenexin1/ODF2に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。精子尾部外側高密度線維および中心体における足場タンパク質を標的とし、予測分子量は95 kDa。精子発生および中心体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cenexin1 / ODF2 ウサギ mAb
備考/別名	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4957
免疫原	ヒトCenexin1 / ODF2 (Q5BJF6) のアミノ酸730-829に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5BJF6
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ