


Wb、Elisa用 抗Cenpa ウサギポリクローナル抗体 - P49450

商品番号: CM0020166



前書き

ヒトCENPA（セントロメアタンパク質A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。セントロメアの同一性、動原体集合、有糸分裂進行の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPA Rabbit pAb
備考/別名	CenH3; CENP-A; CENPA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1058
遺伝子ID	1058
免疫原	合成ペプチド：ヒトCENPA (NP_001800.1) のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49450
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤