

## Wb、Elisa用 抗Cenpb ウサギ ポリクローナル抗体 - P07199

商品番号: CM0021240



### 前書き

ヒト主要セントロメア自己抗原B (CENPB) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。セントロメアおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CENPB ウサギ pAb                                               |
| 備考/別名       | CENPB                                                       |
| 種           | ヒト                                                          |
| GeneID (ヒト) | 1059                                                        |
| GeneID      | 1059                                                        |
| 免疫原         | 合成ペプチド: ヒトCENPB (NP_001801.1) のアミノ酸500番からC末端に相当する配列の合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                                         |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                                   |
| 適用          | WB, ELISA                                                   |
| 交差反応性       | マウス, ラット                                                    |
| SWISS       | P07199                                                      |
| タンパク質分子量    | 65kDa                                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                                       |