


WbおよびElisa用Anti-Cenpcポリクローナル抗体 - Q03188

商品番号: CM0025660



前書き

WBおよびELISA用に検証されたCENPCポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。キネトコア集合、分裂進行、および染色体分離の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPC Rabbit pAb
備考/別名	MIF2, hcp-4, CENP-C, CENPC1, CENPC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1060
免疫原	ヒトCENPC (NP_001803.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03188
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスパック