


抗Cenpcウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q03188

商品番号: CM0012609



前書き

ヒトCENPC（セントロメアタンパク質C、約107 kDa）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みで、ラットと交差反応性を示します。動原体およびセントロメア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPC ウサギmAb
別名	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPCI; CENPC
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1060
遺伝子ID	1060
免疫原	ヒトCENPC（Q03188）のアミノ酸380～520番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q03188
タンパク質分子量	107kDa
輸送方法	保冷剤