

Wb、Elisa用 Anti-Cenpf ポリクローナル抗体 - P49454

商品番号: CM0021860

前書き

CENPF（セントロメアタンパク質F）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。キネトコア機能、染色体分配、および細胞周期進行に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPF Rabbit pAb
備考/別名	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1063
GeneID	1063
免疫原	ヒトCENPF (NP_057427.3) のアミノ酸1730-1890に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49454
タンパク質分子量	358kDa
配送	アイスバッグ