


Wb、Elisa用 Anti-Cenpk ポリクローナル抗体 - Q9Bs16

商品番号: CM0025405



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAでヒト反応性が検証されたAnti-CENPKウサギポリクローナル抗体。染色体分離と有糸分裂研究に不可欠なキネトコアの主要構成要素であるセントロメアタンパク質Kを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CENPK ウサギ pAb
備考/別名	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
種	ヒト
GeneID	64105
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BS16
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ