


Anti-Cep44 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9C0C0F1

商品番号: CM0029557



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証済みのCEP44ウサギポリクローナル抗体を提供しており、ヒトおよびマウスのCEP44と交差反応性を示します。中心体および中心小体の発生研究に最適です。アイスバッグにて出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEP44 Rabbit pAb
備考/別名	PSITP3; KIAA1712; CEP44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80817
GeneID	80817
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCEP44 (NP_001035247.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9C0F1
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	アイスバッグ