

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cep55 ポリクローナル抗体 - Q53Ez4

商品番号: CM0028718



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-CEP55 ウサギポリクローナル抗体。55 kDaセントロゾームタンパク質を標的とし、細胞分裂の終了と細胞質分裂に重要な役割を果たします。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEP55 Rabbit pAb
備考/別名	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55165
遺伝子ID	55165
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCEP55 (NP_060601.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53EZ4
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋