

抗Cep57L1ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q8Iyx8

商品番号: CM0024983

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗CEP57L1抗体。ヒト試料を用いたWBおよびELISAでの検証が完了しています。微小管結合に関与する中心体タンパク質を標的としており、細胞分裂や細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗CEP57L1ポリクローナル抗体
別名	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	285753
遺伝子ID	285753
免疫原	ヒトCEP57L1（NP_776191.1）のアミノ酸1-167番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IYX8
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	氷包