

WbおよびElisa用抗Cep68ポリクローナル抗体 - Q76N32

商品番号: CM0024597

前書き

ヒトCEP68を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。中心体コヒーシン、CDK5RAP2の局在、およびrootletinフィラメント形成の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CEP68 ウサギ pAb
備考/別名	KIAA0582; CEP68
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23177
GeneID	23177
免疫原	ヒトCEP68 (NP_001306030.1) のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q76N32
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ