

## Wb、Elisa用抗Cep83ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y592

商品番号: CM0030677

### 前書き

ヒトCEP83（CCDC41/NPHP18）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの実証済みです。ヒトおよびマウス試料中のCEP83検出に適しています。研究用途専用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 製品名       | CEP83 ウサギpAb                                         |
| 別名        | CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83                     |
| 対象種       | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID（ヒト） | 51134                                                |
| 免疫原       | ヒトCEP83（NP_057206.2）のアミノ酸34～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 産生源       | ウサギ                                                  |
| カテゴリ      | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用用途      | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                               |
| SWISS     | Q9Y592                                               |
| タンパク質分子量  | 83kDa                                                |
| 輸送方法      | 氷袋                                                   |