

抗セレブロン（Crbn）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Sw2

商品番号: CM0030958



前書き

ヒトセレブロン（CRBN）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性があり、ユビキチン介在性分解、神経生物学、免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRBN ウサギ pAb
別名	MRT2; MRT2A; CRBN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51185
遺伝子ID	51185
免疫原	ヒトCRBN（NP_057386.2?）のアミノ酸1〜280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SW2
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤