

Wb、Elisa用抗Cerkウサギポリクローナル抗体 - Q8Tct0

商品番号: CM0019109

前書き

ヒトセラミドキナーゼ（CERK）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、セラミド-1-リン酸シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CERK Rabbit pAb
備考／別名	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
由来生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64781
遺伝子ID	64781
免疫原	合成ペプチド：ヒトCERK（NP_073603.2）のアミノ酸400位からC末端までの配列に相当する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCT0
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤