

WbおよびElisa用抗Cers5ポリクローナル抗体 - Q8N5B7

商品番号: CM0019125

前書き

ヒトCERS5に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。セラミド合成およびスフィンゴ脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CERS5ウサギpAb
備考／別名	Trh4; LASS5; CERS5
種	ヒト
GeneID	91012
免疫原	ヒトCERS5（NP_001268660.1）のアミノ酸1～100内の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8N5B7
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷バッグ