


Wb、If/Icc、Elisa用抗セルロプラスミンポリクローナル抗体 - P00450

商品番号: CM0029962



前書き

ヒトセルロプラスミンに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応し、鉄代謝および銅輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ceruloplasmin Rabbit pAb
備考/別名	CP-2; AB073614; Ceruloplasmin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1356
GeneID	1356
免疫原	ヒトセルロプラスミン (NP_000087.1) のアミノ酸366-572に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00450
タンパク質分子量	122kDa
配送	氷袋