


抗セルロプラスミン ウサギポリクローナル抗体 (If-P、Elisa用) - P00450

商品番号: CM0014311



前書き

ヒト・セルロプラスミンを標的とするウサギポリクローナル抗体。IF-PおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。鉄代謝およびフェロキシダーゼ活性の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	セルロプラスミン ウサギpAb
備考/別名	CP-2; AB073614; セルロプラスミン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1356
遺伝子ID	1356
免疫原	組換えタンパク質 ヒト・セルロプラスミンのアミノ酸680-790に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000087.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00450
タンパク質重量	122kDa
配送	アイスパック