


Wb、Elisa用抗Ces1ポリクローナル抗体 - P23141

商品番号: CM0019548



前書き

WBおよびELISA用途に適した、ヒトCES1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。解毒、薬物代謝、脂質代謝研究における肝カルボキシルエステラーゼ1の解析に適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CES1ウサギpAb
備考／別名	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1066
GeneID	1066
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23141
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ