


Wb、If-P、Elisa用抗Ces1ラビットモノクローナル抗体 - P23141

商品番号: CM0002085



前書き

ヒトCES1（カルボキシルエステラーゼ1）を標的とするラビットモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAに適用可能；マウスおよびラットと交差反応します。63

kDaのタンパク質を検出します。薬物代謝、脂質研究、およびバイオマーカー研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CES1 Rabbit mAb
備考/別名	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
種	ヒト
遺伝子ID	1066
免疫原	合成ペプチド ヒトCES1（P23141）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23141
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋