

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ces2ポリクローナル抗体 - O00748

商品番号: CM0016362

前書き

ヒトCES2（コカインエステラーゼ、O00748）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。薬物代謝および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CES2 Rabbit pAb
備考/別名	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8824
GeneID	8824
免疫原	ヒトCES2 (NP_003860.3) のアミノ酸310-410領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00748
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ