

Anti-Cetn2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P41208

商品番号: CM0020086



前書き

CETN2に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。セントロソーム機能、DNA修復、およびmRNA輸出に関与しています。細胞生物学およびゲノム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CETN2 Rabbit pAb
備考/別名	CALT; CEN2; CETN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1069
GeneID	1069
免疫原	ヒトCETN2 (NP_004335.1) のアミノ酸1-172に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41208
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスパック