

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cetn3 ポリクローナル抗体 - O15182

商品番号: CM0025730

前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証済みのCETN3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。mRNA輸送に関与する中心体および核膜孔構成要素であるセントリン-3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CETN3 ウサギ pAb
備考/別名	CEN3; CDC31; CETN3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1070
遺伝子ID	1070
免疫原	ヒトCETN3のアミノ酸1-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004356.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15182
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ