


Anti-Cetp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P11597

商品番号: CM0014046



前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、およびELISAアプリケーション用のヒトCETPに対するウサギポリクローナル抗体。コレステロール代謝、脂質輸送、および動脈硬化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | CETP Rabbit pAb                                     |
| 備考/エイリアス    | BPIFF; HDLCQ10; CETP                                |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 1071                                                |
| 免疫原         | ヒトCETP（NP_000069.2）のアミノ酸300-493に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト                                                  |
| SWISS       | P11597                                              |
| タンパク質分子量    | 55kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |