

Anti-Cfap20 (C16Orf80) ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6A4

商品番号: CM0026789



前書き

ヒトC16orf80/CFAP20を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。繊毛運動と軸糸構造の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C16orf80 ウサギ pAb
備考/別名	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29105
GeneID	29105
免疫原	ヒトC16orf80 (NP_037374.1) のアミノ酸94-193に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6A4
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ