

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cfap20/Gtl3 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y6A4

商品番号: CM0007151



前書き

ヒトCFAP20/GTL3を認識するウサギモノクローナル抗体（マウス、ラットにも交差反応性あり）。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。標的タンパク質は繊毛/鞭毛の軸糸構造、運動性、ポリグルタミル化に重要な役割を持ち、繊毛症および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFAP20/GTL3 ウサギmAb
別名	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	29105
遺伝子ID	29105
免疫原	ヒトCFAP20/GTL3 (NP_037374.1) のアミノ酸94～193番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6A4
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷剤