


Anti-Cfap44 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Mt7

商品番号: CM0013828



前書き

ヒトCFAP44

(WDR52)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに使用可能。マウスと交差反応します。精子鞭毛軸糸の構成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFAP44 ウサギ pAb
備考/別名	WDR52; SPGF20; CFAP44
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55779
GeneID	55779
免疫原	ヒトCFAP44 (NP_001157968.1) のアミノ酸180-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q96MT7
タンパク質分子量	214kDa
配送	アイスパック