

Anti-Cfap53 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

商品番号: CM0021975



前書き

CFAP53 (CCDC11/HTX6) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCFAP53を検出します。運動性繊毛と鞭毛の発生を研究するために不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFAP53 Rabbit pAb
備考/別名	HTX6; CCDC11; CFAP53
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	220136
免疫原	ヒトCFAP53 (NP_659457.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96M91
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋