

Wb、Elisa用 抗Cfdウサギモノクローナル抗体 - P00746

商品番号: CM0003931



前書き

ヒト補体因子D（アディプシン）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。自然免疫、補体経路研究、および診断用原料調達に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFDウサギmAb
備考／別名	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1675
免疫原	ヒトCFD (P00746) のアミノ酸26-253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00746
タンパク質分子量	27kDa
輸送	アイスバッグ