

Wb、Elisa用抗Cfdウサギポリクローナル抗体 - P00746

商品番号: CM0027608



前書き

ヒトCFD（アディプシン、補体因子D）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。代替補体経路と自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFD Rabbit pAb
備考/別名	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1675
GeneID	1675
免疫原	ヒトCFD (NP_001919.2) のアミノ酸26-253に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P00746
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋