

Anti-Cfdp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Uee9

商品番号: CM0026049

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-CFDP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。セントロメアの安定性および頭蓋顔面の発達に関与するヘテロクロマチン安定化タンパク質を標的とします。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFDP1 Rabbit pAb
備考/別名	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
種	ヒト
GeneID	10428
免疫原	ヒトCFDP1 (NP_006315.1) のアミノ酸1-299に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UEE9
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋