

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Cfhr1 ウサギポリクローナル抗体 - Q03591

商品番号: CM0024453



前書き

ヒトCFHR1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。補体制御および脂質代謝に関与する約38kDaの分泌型糖タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFHR1 ウサギ pAb
備考/別名	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHRIP; CFHR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3078
遺伝子ID	3078
免疫原	ヒトCFHR1 (NP_002104.2) のアミノ酸151-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03591
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ