

Wb、If-P、Elisa用 抗Cfhr3 ポリクローナル抗体 - Q02985

商品番号: CM0026741

前書き

このCFHR3ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IF-P、ELISAで検証済みです。補体制御や溶血性尿毒症症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CFHR3 ウサギ pAb
備考/別名	FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10878
GeneID	10878
免疫原	ヒトCFHR3 (NP_066303.2) のアミノ酸80-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02985
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ