


WbおよびElisa用抗Cfiポリクローナル抗体 - P05156

商品番号: CM0026615



前書き

WBおよびELISAアプリケーションに適した抗CFIウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスCFIに反応性あり。補体経路研究、免疫調節研究、IVDアッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFI ウサギ pAb
備考/別名	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3426
GeneID	3426
免疫原	ヒトCFI (NP_000195.2) のアミノ酸19-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05156
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷剤