

Anti-Cfl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P23528

商品番号: CM0020897



前書き

CFL1 Rabbit pAbは、ヒトコフィリン-1（coフィリン-1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAについて検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCFL1（予測分子量19kDa）を検出し、アクチン動態、細胞遊走、細胞骨格組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFL1 Rabbit pAb
備考/別名	CFL; cofilin; HEL-S-15; CFL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1072
GeneID	1072
免疫原	ヒトCFL1 (NP_005498.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23528
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ