

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Cfl2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y281

商品番号: CM0026036



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みのコフィリン-2

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCFL2と反応します。筋アクチン動態およびネマリンミオパチー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFL2 ウサギ pAb
備考/別名	NEM7; CFL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1073
GeneID	1073
免疫原	ヒトCFL2 (NP_068733.1) のアミノ酸1-166に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y281
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ