


Wb、Elisa用 抗Cflip ポリクローナル抗体 - O15519

商品番号: CM0023326



前書き

ヒトcFLIP（CASP8 and FADD-like apoptosis regulator）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	cFLIP Rabbit pAb
備考/別名	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
種	ヒト
GeneID	8837
免疫原	ヒトcFLIP（NP_003870.4）のアミノ酸90-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15519
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック