


抗Cfpウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P27918

商品番号: CM0027311



前書き

ヒトプロパージン（CFP）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを認識します。免疫原は組換え体です。補体代替経路の研究にお使いいただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CFP Rabbit pAb
別名	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5199
遺伝子ID	5199
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCFP (NP_001138724.1) のアミノ酸190～469番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27918
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤