

## 抗Cftrウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P13569

商品番号: CM0026556



### 前書き

ヒトCFTRを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCFTR（約168 kDa）を認識します。イオンチャネルおよび嚢胞性線維症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名      | CFTR ウサギ pAb                                                |
| 備考/別名    | CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dJ760C5.1; CFTR |
| 種        | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID    | 1080                                                        |
| 免疫原      | ヒトCFTR（NP_000483.3）のアミノ酸700-840に対応する配列を含む組換え融合タンパク質         |
| 起源       | ウサギ                                                         |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                   |
| 用途       | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS    | P13569                                                      |
| タンパク質分子量 | 168kDa                                                      |
| 配送方法     | 氷袋                                                          |