

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cgasポリクローナル抗体 - Q8N884

商品番号: CM0030589



前書き

ヒトcGAS（サイクリックGMP-AMP合成酵素; MB21D1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。自然免疫およびDNAセンシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	cGAS Rabbit pAb
備考/別名	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	115004
GeneID	115004
免疫原	合成ペプチド ヒトcGAS（NP_612450.2）のアミノ酸350-522に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N884
タンパク質分子量	59 kDa
発送	保冷バッグ