


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cgas ウサギモノクローナル抗体 - Q8N884

商品番号: CM0008929



前書き

ヒトcGAS (MB21D1, C6orf150)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IH C-P、IF/ICC、ELISAに適しています。約59 kDaのバンドを認識します。自然免疫およびDNAセンシング研究のための重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	cGAS ウサギ mAb
備考/別名	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115004
遺伝子ID	115004
免疫原	ヒトcGAS (NP_612450.2) のアミノ酸430-522に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N884
タンパク質分子量	59 kDa
発送	保冷バッグ