

Wb、Elisa用抗Cgbウサギポリクローナル抗体 - P0Dn86

商品番号: CM0017215



前書き

ヒトCGB（CGB3/CGB5/CGB8）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出します。妊娠研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGBウサギpAb
備考／別名	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1082
GeneID	1082
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DN86
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ