


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cgb5 ウサギポリクローナル抗体 - P0Dn86

商品番号: CM0029195



前書き

ヒトCGB5に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトサンプルで検証済みで、妊娠と母体適応に必須のhCGのβサブユニットを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGB5 ウサギ pAb
備考/別名	CGB; HCG; hCGB; CGB5
種	ヒト
GeneID	93659
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCGB5 (NP_000728.1)のアミノ酸20-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交叉反応性	ヒト
SWISS	P0DN86
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ