

抗Cgb7ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P0Dn87

商品番号: CM0029419

前書き

CGB7ウサギpAbは、ヒトCGB7に対してウサギで作成されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。妊娠研究およびhCG研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGB7ウサギpAb
備考/別名	CGB6; CG-beta-a; CGB7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	94027
遺伝子ID	94027
免疫原	ヒトCGB7のアミノ酸21-165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_149133.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DN87
タンパク質重量	18kDa
配送	アイスバッグ