

Wb、Elisa用抗Cgb7ウサギポリクローナル抗体 - P0Dn87

商品番号: CM0015221

前書き

ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット7（CGB7）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。生殖生物学および妊娠研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGB7ウサギpAb
備考／別名	CGB6; CG-beta-a; CGB7
種	ヒト
GeneID	94027
免疫原	ヒトCGB7（NP_149133.1）のアミノ酸21～165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DN87
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ